Quick Manual

Chlorine Total-DPD Method

0.02 to 2.00 mg/L Cl2

Test Preparation

Collect the following items	Quantity
Sample cell (1 inch)	2
B-Chlorine Total® Reagent	1

Procedure

1- وارد نرم افزار اسپکتروفتومتر شوید و متد 80) Free Chlorine Number Program Hach):را انتخاب کنید .

2- آماده سازی شاهد

10 ml نمونه را با پیپت برداشته و به سل مربوطه انتقال دهید و درون دستگاه قرار داده و صفر کنید.

3- آماده سازی نمونه

10 ml نمونه را با پیپت برداشته و به ارلن 25 ml انتقال دهید.

4- محتویات ریجنت B-Chlorine Total® Reagent را به نمونه اضافه کنید.

5 - به مدت ۲۰ ثانیه هم بزنید تا حل شود؛ سریعا به داخل سل مربوطه انتقال دهید و در کمتر از ۱ دقیقه بخوانید.

نتایج بر حسب Cl_2 (ppm) می باشند.